

Thermomètres Kessler®

KESSLER
Health Products

Thermomètre infrarouge frontal modèle GP-300

Thermomètre frontal numérique instantané professionnel

**Idéal pour prendre les températures frontales des adultes
et des enfants en toute sécurité et rapidement grâce
à la technologie infrarouge sans contact.**

Spécifications du produit

- Alimentation : 2 piles AAA (incluses)
- Double plage : Celsius / Fahrenheit
- Plage : 89,6-109,2°F (32,0-42,9°C)
- Précision : +/- 0,2°C /0.4°F
- Résolution : 0,1°
- Arrêt automatique lorsque non utilisé
- Taille du produit : 95 mm x 60 mm x 180 mm
- Poids du produit : 146 gr
- Mémoire : 32 valeurs mesurées
- Homologation : FDA

